

IBI Scientific バイオフィーム作製用フローセルシステム・アクセサリ価格表

【コンプリートシステム】

トーワラボ株式会社

コンプリートシステムは必要なアクセサリ（消耗品）が全て揃ったオールインワンのシステムです。

メジウムボトル（別売）、廃液ボトル（別売）、ペリスタポンプ（培養条件に合ったものをご用意ください）を揃えることでバイオフィームの作製が始められます。

品名	システム構成	入数	型番	価格（税抜）
シングルチャンバーフローセルタイプ コンバーティブルフローセル・コンプリートシステム 	【ガラスカバータイプ】 γ 滅菌済 ・マニホールド ・ペリスタポンプ用チューブ ・各パーツ間のクリアチューブ ・フローセル（シングルチャンバーカバースリップ付）×1 寸法：24mm (W) x 40mm (L) x 8mm (D) ・ルアーロック	1組入	CFCAS0001	¥35,000
		5組入	CFCAS0001-5	¥171,000
		10組入	CFCAS0001-10	¥339,000
	【プラスチックカバータイプ】 γ 滅菌済 ・マニホールド ・ペリスタポンプ用チューブ ・各パーツ間のクリアチューブ ・フローセル（シングルチャンバーカバースリップ付）×1 寸法：24mm (W) x 40mm (L) x 8mm (D) ・ルアーロック	1組入	CFCAS0002	¥35,000
		5組入	CFCAS0002-5	¥171,000
		10組入	CFCAS0002-10	¥339,000
3チャンネルフローセルタイプ フローセル・コンプリートシステム 	γ 滅菌済 ・マニホールド ・ペリスタポンプ用チューブ ・各パーツ間のクリアチューブ ・バブルトラップ ・3チャンネルフローセル×1（#1ガラスカバースリップ付） 1チャンネルの寸法：4mm (W) X 40mm (L) x 1mm (D) ・ルアーロック	1組入	FLCAS0001	¥35,000
		5組入	FLCAS0001-5	¥171,000
		10組入	FLCAS0001-10	¥339,000

【アクセサリ（消耗品、その他）】

アクセサリ類をパーツごとにご購入することも可能ですので、実験条件に合わせて、オリジナルのフローセルシステムを組むことができます。

※各アクセサリ間をつなぐチューブ、ならびにペリスタポンプは別途ご用意いただく必要がございます。

品名	仕様	入数	型番	価格（税抜）
フローセル 	γ 滅菌済 チャンネル数：3チャンネル 各チャンネル寸法：4mm(W)x40mm(L)x1mm(D)アクリル製（カバー部は#1ガラスカバースリップ） 1チャンネルの寸法：4mm (W) X 40mm (L) x 1mm (D)	1組入	ACCFL0001	¥15,000
		5組入	ACCFL0001-5	¥73,000
		10組入	ACCFL0001-10	¥144,000
コンバーティブルフローセル 	【ガラスカバータイプ】 γ 滅菌済 チャンネル数：1チャンネル セルフインジェクションポート付 フローセルチャンバーチャンネル寸法：4mm(W)x40mm(L)x8mm(D) 容量：7.7ml	1組入	CFCAS0003	¥15,000
		5組入	CFCAS0003-5	¥73,000
		10組入	CFCAS0003-10	¥144,000
	【プラスチックカバータイプ】 γ 滅菌済 チャンネル数：1チャンネル セルフインジェクションポート付 フローセルチャンバーチャンネル寸法：4mm(W)x40mm(L)x8mm(D) 容量：7.7ml	1組入	CFCAS0004	¥15,000
		5組入	CFCAS0004-5	¥73,000
		10組入	CFCAS0004-10	¥144,000
バブルトラップ 	γ 滅菌済 シリンダー数：3シリンダー ポリカーボネイト製 (Single USE Only), オートクレーブによる再利用不可	1組入	ACCFL0002	¥18,000
		5組入	ACCFL0002-5	¥88,000
		10組入	ACCFL0002-10	¥173,000
コレクションスタンド 	3本の1.5~2mLチューブを保持し、分析時に流出液の収集を容易にする。 コンプリートシステムに付属するルアーロック部をチューブから取り外し、使用する。	1ヶ	ACCFL0003	¥6,000
メジウムボトル 	オートクレーブ可 フローセルに液体培地を送るシリコンチューブと固定具を含む。 透明PC製（キャップはPP製）	1ヶ	ACCFL0008 (4Lタイプ)	¥20,000
			ACCFL00010 (10Lタイプ)	¥35,000
廃液ボトル 	オートクレーブ可 廃液捕集のためのシリコンチューブと固定具を含む。 透明PC製（キャップはPP製） 容量は4L。	1ヶ	ACCFL0009	¥18,000
メジウム用マニホールド 	オートクレーブ可 複数のフローセルへの送液を行う際、または複数のフローセルから廃液をボトルへ送液する際に使用する。 ポリサルホン樹脂製、シリコンチューブ付、内径約3.17mm	1ヶ	ACCFL0005 (2フローセル用)	¥9,000
		1ヶ	ACCFL0006 (3フローセル用)	¥12,000
		1ヶ	ACCFL0007 (4フローセル用)	¥15,000

※掲載されている商品は全て研究用のみ使用できます。

※掲載されている内容は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

TLB2T23JANBFV01